



# CARLO ERBA Reagents

Votre partenaire de choix pour la  
Chimie et le Matériel de laboratoire



**CARLO ERBA**

REAGENTS

- Fournisseur reconnu de produits chimiques depuis plus de 150 ans, nous sommes spécialisés dans les produits de haute qualité répondant aux exigences les plus élevées : alcools, solvants, sels, tampons, acides, bases,...



- Nos deux unités de production situées en France vous offrent qualité et service grâce à la flexibilité de notre production et la diversité de nos installations: colonnes de distillation, cuves de stockage, unités de filtration dédiées, production d'eau purifiée qualité Pharmacopée, mélangeurs, colonnes à rectifier, lignes de conditionnements, salles blanches et flux laminaires ISO8.




- Une plateforme logistique internationale et 4 centres de distributions avec des niveaux de stock élevés assurent un niveau de service à la hauteur de vos exigences.



## Offre Globale

CARLO ERBA Reagents  
Votre partenaire de choix

- Notre département Qualité, indépendant de notre production, gère la documentation, le contrôle des enregistrements, la traçabilité, les audits internes, les change control, le suivi périodique des indicateurs, et l'amélioration continue.



- Certifié ISO 9001 : 2008

- Attestation d'inspection ANSM pour nos 2 sites de production.

- Offre globale : 2 catalogues pour mieux vous servir ....Chemicals et Labware

- Un service Out-sourcing vient compléter notre offre pour répondre à vos recherches de composés chimiques exotiques.

- Un service au client avec des conseillers de clientèle dédiés, la gestion de demandes spécifiques, des services en-ligne tels que le e-commerce,....



Plus de 6000 références dans des qualités adaptées à vos besoins



- Réactifs Spéciaux **RS** avec une qualité et une fonctionnalité adaptées aux techniques instrumentales les plus pointues, tels que la gamme ERBAqua® pour Karl Fischer, les solvants HEADSPACE, ATRASOL® pour les analyses de traces en GC-MS, la gamme UHPLC-MS, PESTIPUR® pour l'analyse des résidus de pesticides, les standards inorganiques et organiques, etc... Ces produits de qualité supérieure sont soumis à des techniques de purification et à des contrôles analytiques particuliers.
- Réactifs de grade Analytique **RPE** avec un degré de pureté élevé, conformes aux spécifications des référentiels internationaux les plus importants comme l'ACS, ISO et les réactifs des pharmacopées.

Chemicals

Des réactifs pour vos applications les plus exigeantes



- Réactifs de qualité Technique **RE** disponibles dans des conditionnements adaptés aux multiples applications de base des laboratoires d'analyse, de recherche et de l'industrie.
- Produits de qualité Pharmaceutique **ERBAPharm®**, conformes aux principales pharmacopées ou à un cahier des charges strict quand aucune n'existe. Ils peuvent être utilisés comme starting materials, intermédiaires de synthèse, réactifs pour API, excipients, solutions biopharma...



Documentation disponible en phase avec les besoins de traçabilité et d'exigence liés à l'utilisation de ces matières.

## Au service de l'industrie, du pilote à la production



- Service sur mesure pour répondre à vos attentes et respecter vos exigences : expérience, flexibilité, adaptabilité
- Mélanges spécifiques (organiques ou aqueux) purification de solvants de haute qualité, respect de votre cahier des charges, maîtrise d'un plan qualité (plan d'échantillonnage, identification d'emballages, double validation des lots, validation de protocole de nettoyage...), garantie de spécifications particulières, contrôle selon vos protocoles analytiques, conditionnement à façon, pré-pesée, pré-dosage...

## Tailor made

## Un fabricant à votre service

## Au service du laboratoire et de l'analyse



- Fabrication de tous types de solutions ou de mélanges « prêts à l'emploi » pour le laboratoire : solutions titrées, phases éluantes, mélanges organiques ou aqueux, solutions multi-élémentaires, réactifs pour analyseurs en ligne...
- Gain de temps, diminution des risques liés à la préparation, réduction des stocks de substances toxiques, choix du conditionnement adapté à votre utilisation, étiquetage et FDS conformes aux réglementations en vigueur, certificats d'analyses





## De la Chimie au Matériel... Un seul fournisseur pour votre laboratoire



- Fournisseur de matériel de laboratoire via la centrale d'achats et le pôle logistique LLG (120 000 références et plus de 500 fournisseurs spécifiques)
- Des partenariats privilégiés avec de grandes marques d'équipements : Asecos, Hettich, Julabo, Vacuubrand,...

## Consommable



- Des articles volumétriques en verrerie ou plastique de grande qualité pour assurer des parfaites prises de volumes (burettes BRAND, pipettes HIRSCHMANN, éprouvettes VITLAB,...)
- Les grandes marques au service de vos échantillons : filtres WHATMAN, pinces BOCHEM, verrerie DURAN, pelles BURKLE,...

## Labware

## Technologie, sécurité, qualité au sein de votre laboratoire



## Equipement

- La performance pour atteindre les conditions environnementales les plus exigeantes : thermorégulation avec JULABO, technologie du vide avec VACUUBRAND, centrifugation avec HETTICH,...
- Des analyses toujours plus précises : pesage avec SARTORIUS, électrochimie avec METTLER TOLEDO, spectrophotométrie avec WTW, volumétrie avec SOCOREX,...

## Sécurité

- Manipulation des produits chimiques : l'ensemble des EPI indispensables (gants, blouses, masques,...)
- Stockage et manutention des produits chimiques : armoires de sécurité, chariots, hottes,....





## CARLO ERBA Reagents

### Un partenaire de choix pour le laboratoire et l'industrie

Fort de son expérience, CARLO ERBA Reagents est votre "partenaire de choix", pour la fourniture de produits de qualité certifiée pour les professionnels des laboratoires de recherche, d'analyse et de l'industrie.



CARLO ERBA Reagents S.A.S  
CHAUSSÉE DU VEXIN  
27106 VAL DE REUIL - FRANCE  
TEL. +33 2 32 09 20 00  
FAX + 33 2 32 09 20 20

[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)  
[serviceclient@cer.dgroup.it](mailto:serviceclient@cer.dgroup.it)

